



# defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies



## Le DEA Lifeline **AUTO**

(Défibrillateur Entièrement Automatique)

Defibtech a conçu un nouveau Défibrillateur Entièrement Automatique révolutionnaire. Destiné à équiper tous les lieux publics, les unités de premiers secours, les stades, les piscines, les entreprises, le **DEA LifeLine AUTO** s'utilise simplement, en toute sécurité.

A la pointe de la technologie pour apporter le meilleur traitement en cas d'arrêt cardiaque, et cependant très simple et convivial dans son utilisation, si bien que toute personne peut sauver une vie.

Le **DEA LifeLine AUTO** a été créé par une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs et intègre les toutes dernières technologies de traitement du signal numérique et les analyses d'algorithmes d'ECG les plus avancées.

Ceci permet à l'outil de dépasser le niveau de performance recommandé par l'American Heart Association, donnant à l'utilisateur la certitude que le traitement approprié sera délivré.

Entièrement conforme aux recommandations 2015 de l'ERC, le **DEA LifeLine AUTO** utilise une technologie avancée d'onde biphasique – incluant les formes d'onde de choc biphasique les plus étudiées – et ajuste automatiquement le choc délivré au besoin du patient.

Pour les centres commerciaux, les bureaux, les écoles, les usines, les casinos, tous les lieux publics, le **DEA LifeLine AUTO** est désormais aussi vital qu'un extincteur incendie.



Conforme au décret n°2007-705 du 4 mai 2007 autorisant toute personne à utiliser un DAE.



DefibFrance SARL  
Importateur exclusif Defibtech  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@defibtech.fr

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)



# defibtech

La Technologie qui Sauve des Vies

## Le DEA Lifeline **AUTO**

(Défibrillateur Entièrement Automatique)



### Caractéristiques techniques

#### Défibrillateur

TYPE  
Défibrillateur Entièrement Automatique

MODELES  
DDU-120

ONDE  
Biphasique exponentielle tronquée adaptée à l'impédance du patient

PUISSANCE  
Adulte 150 Joules (50 Ohms)  
Enfant 50 Joules (50 Ohms)

DELIVRANCE DU CHOC  
Avec batterie DBP-2800 : moins de 4 secondes  
Avec batterie DBP-1400 : moins de 4 secondes

DELAI ENTRE 2 CHOCS  
Moins de 20 secondes (analyse + chargement)

INSTRUCTIONS VOCALES  
L'utilisateur est entièrement guidé par les instructions vocales du DAE Lifeline AUTO  
Métronome intégré

BOUTON DE COMMANDE  
Bouton lumineux marche/arrêt

INDICATEURS  
- « vérifier les électrodes »  
- « ne pas toucher le patient »  
- « analyse en cours »  
- Indicateur d'état opérationnel

#### Système d'analyse du patient

ANALYSE DU PATIENT  
S'assure automatiquement que l'impédance électrodes/patient est dans la marge appropriée. Analyse l'ECG du patient pour déterminer si un choc est exigé ou non

PERFORMANCE  
Conforme aux conditions de l'AAMI DF39 et aux recommandations de l'AHA 2

#### Batterie

MODELE DBP-2800  
PUISSANCE : 15V, 2800 mAh  
CAPACITE : 300 chocs (ou 16h en marche)  
DUREE DE VIE : 7 ans

MODELE DBP-1400  
PUISSANCE : 15V, 1400 mAh  
CAPACITE : 125 chocs (ou 8h en marche)  
DUREE DE VIE : 5 ans

TYPE : Dioxyde de Lithium/Manganèse  
Jetable, recyclable, non rechargeable

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE  
Visible, Sonore

#### Tests automatiques

AUTOMATIQUEMENT  
Quotidiens, hebdomadaires, mensuels

A L'INSERTION DE BATTERIE  
Teste l'intégrité du système

PRESENCE DES ELECTRODES  
Test quotidien des électrodes pré connectées

MANUELLEMENT  
Un test manuel peut être lancé à tout moment par l'utilisateur pour examiner le système

INDICATEUR D'ETAT  
Indicateur d'Etat Opérationnel visible et sonore

#### Electrodes

MODELES  
Adulte - DDP-100  
Enfant/Nouveau-né - DDP-200P

TYPE  
Electrodes avec câble et connecteur, pré connectées, à usage unique, non polarisées, auto-adhésives, jetables

SUPERFICIE DE GEL ACTIF  
103 cm<sup>2</sup> (chaque électrode) - Adulte  
50 cm<sup>2</sup> (chaque électrode) - Enfant / Nouveau-né

PLACEMENT DES ELECTRODES  
Adulte - Antérieur/Antérieur  
Enfant/Nouveau né - Antérieur/Postérieur

LONGUEUR DE CABLE : 122 cm

#### Visualisation des événements

MEMOIRE INTERNE DES EVENEMENTS  
Les extraits d'ECG et les événements critiques lors de l'intervention sont enregistrés et peuvent être téléchargés sur une carte mémoire amovible.

VISUALISATION SUR PC  
De l'ECG avec affichage des événements

CARTE MEMOIRE  
(en option) Jusqu'à 12 heures d'ECG et d'événements stockés (option sans audio) et jusqu'à 1 heures et 40 minutes d'ECG et d'événements stockés (option avec audio) sur la carte mémoire.  
La durée effective de stockage dépend de la capacité de la carte mémoire.

#### Caractéristiques environnementales

TEMPERATURE  
En fonctionnement : de 0°C à 50°C  
En veille : de 0°C à 50°C

HUMIDITE  
En fonctionnement/en veille : de 5% à 95% (sans condensation)

ALTITUDE  
De -150 m à 4500 m  
MIL-STD-810F 500.4 Procedure II

VIBRATION  
Au sol (MIL-STD-810F 514.5 Category 20)

Hélicoptère (RTCA/DO-160D, Section 8.8.2, Cat R, Zone 2, Courbe G)

Avion (RTCA/DO-160D, Section 8, Cat H, Zone 2, Courbe B & R)

TOLERANCE AUX CHOCS  
1 mètre, sur toutes les faces, les coins, en mode prêt MIL-STD-810F 516.5  
Procédure IV

ETANCHEITE  
IEC60529 classe IP54 ; Protégé contre la poussière et les projections d'eau (batterie installée)

ESD  
Décharge électrostatique :  
EN61000-4-2 : 1998  
(l'air jusqu'à 8kV, contact jusqu'à 6kV)

EMC (Emission)  
Limites EN60601-1-2 (1993),  
Méthode EN55011 : 1998 Groupe 1, Niveau B

EMC (Immunité)  
Limites EN60601-1-2 (1993)  
Méthode EN61000-4-3 : 1998 Niveau 3 (10V/m)

#### Caractéristiques physiques

TAILLE  
22 x 30 x 7 cm

POIDS  
2 kg avec la batterie DBP-2800  
1,9 kg avec la batterie DBP-1400



DefibFrance SARL  
Importateur exclusif Defibtech  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@defibtech.fr

www.defibtech.fr