




FRED easy Life

Le défibrillateur automatique externe qui permet à chacun de sauver des vies.



SCHILLER

The Art of Diagnostics

FRED easy Life

Le défibrillateur automatique externe qui permet à chacun de sauver des vies.

Des instructions simples et claires données sous forme vocale et à l'écran sont complétées par des images sur le panneau frontal pour fournir des rappels visuels au sauveteur.

Guidé du début à la fin

- Les images affichées sur le panneau frontal vous rappellent les prochaines étapes de la réanimation.
- Des instructions données sous forme vocale et à l'écran vous guident dans toutes les conditions environnementales (bruit, obscurité).
- Un métronome vous indique le rythme approprié pour la réalisation de compressions thoraciques efficaces.

N'importe qui pe



1 Appeler les services de secours



**4 Ne pas toucher le patient
Suivre les instructions**



N'importe qui peut sauver n'importe qui...

Adapté à tous les utilisateurs, disponible en :

- Mode entièrement automatique : fixer les électrodes sur le patient, allumer l'appareil et le laisser analyser avant de délivrer le choc, le cas échéant.
- Mode semi-automatique : fixer les électrodes sur le patient, allumer l'appareil et suivre les instructions, appuyer sur le bouton de délivrance du choc si ceci est recommandé par l'appareil.

Conçu pour tout type de patient :

Chaque patient est différent. Grâce à la mesure automatique de l'impédance, l'appareil adapte le traitement à chaque patient afin d'atteindre le même niveau élevé d'efficacité.

FRED easy Life est adapté pour les adultes : les électrodes pour enfants sont reconnues automatiquement et le niveau d'énergie est ajusté.

... partout

Dans le monde entier, les lieux publics, les écoles, les entreprises, les aéroports, les stades et les centres commerciaux s'équipent de défibrillateurs automatiques externes pour garantir que chacun bénéficie de la sécurité et des premiers secours requis.

Avec son nouveau concept de défibrillateurs automatiques externes en réseau, SCHILLER recommande une solution unique pour une meilleure réactivité en cas d'arrêt cardiaque et une gestion simplifiée du pool de défibrillateurs.

FRED® easy Life Online est un défibrillateur automatique externe soumis à un contrôle à distance permanent (présence, fonctionnement, configuration et mise à jour...).

ut sauver n'importe qui... partout.



2 Allumer l'appareil



3 Placer les électrodes sur le thorax



6 Effectuer des compressions thoraciques

5 Délivrer le choc si nécessaire

Versions disponibles :

FRED easy Life entièrement automatique




FRED easy Life semi-automatique




FRED easy Life Online entièrement automatique



FRED easy Life Online semi-automatique



Exemple d'installation typique contrôlée via l'Internet :





Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com




USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

08/11



Part no.: 2.500611



SCHILLER

The Art of Diagnostics