

Mannequin de formation Brayden



Ce mannequin de formation innovant a été spécialement conçu afin d'aider à comprendre et à mémoriser le but de la RCP (réanimation cardio-pulmonaire). Il permet une meilleure compréhension des effets de la réanimation grâce à l'éclairage LED qui montre le mouvement de la circulation sanguine au moment de la réanimation.

Lorsque la réanimation commence, des LED s'allument progressivement :

- Les LED s'allument jusqu'aux épaules : la profondeur de compression est respectée.
- Le flux sanguin arrive au niveau du cou et du visage : le rythme de la compression est à bonne fréquence.
- Le cerveau est irrigué : la compression, le rythme et la décompression sont correctement réalisés.

Le bouche-à-bouche sur le mannequin Brayden ne peut être effectué que si la tête est correctement basculée en arrière et si le menton est bien élevé. Si les insufflations sont correctement effectuées, le torse du mannequin se soulève et s'abaisse de manière visible.

Caractéristiques

- Longueur : 51 cm
- Largeur : 32 cm
- Profondeur : 21 cm
- poids : 3,2 kg
- Garantie : 2 ans
- Éclairage LED rouge
- Évaluation en temps réel
- Aperçu des effets de la réanimation
- Désactivation de l'éclairage LED possible

Inclus dans notre offre :

- 1 torse
- 1 peau de visage
- 10 masques de protection
- 1 voie respiratoire / poumon artificiel
- 1 lot de 6 piles
- 1 sac de transport / tapis de sol